

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Disc1 Para Wb E Elisa - Q9Nri5

Número do item: CM0028110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DISC1 humano (Q9NRI5), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e esquizofrenia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DISC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCZD9; C1orf136; DISC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27185
ID do Gene	27185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do DISC1 humano (NP_001158009.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRI5
Peso Proteico	94kDa
Transporte	Saco de gelo