

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Disp1 Para Wb, Elisa - Q96F81

Número do item: CM0017549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DISP1 humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína homóloga 1 de dispatched, um regulador chave da sinalização hedgehog. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DISP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DISPA; DISP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84976
GeneID	84976
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1325-1524 da DISP1 humana (NP_116279.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96F81
Peso da Proteína	171kDa
Envio	Bolsa de gelo