


Anticorpo Policlonal Anti-DJ-1/Park7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99497

Número do item: CM0021458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DJ-1/PARK7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo, neurodegeneração e desglificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DJ-1/PARK7 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	11315
ID do gene	11315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 do DJ-1/PARK7 humano (NP_009193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q99497
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo