


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-DJ-1/Park7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99497

Número do item: CM0003807



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DJ-1/PARK7 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece DJ-1/PARK7 humano, de camundongo e rato (20 kDa), uma proteína multifuncional associada ao estresse oxidativo. Ideal para pesquisas sobre neurodegeneração e citoproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DJ-1/PARK7 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11315
GeneID	11315
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DJ-1/PARK7 humano (Q99497)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99497
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo