


Anticorpo Policlonal Anti-Dkc1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - 060832

Número do item: CM0022719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DKC1 humano (disquerina), validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese dos ribossomos, manutenção dos telômeros e disqueratose congênita.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	DKC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1736
GeneID	1736
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O60832
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Gelo reutilizável