

Anticorpo Monoclonal Anti-Dkc1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60832

Número do item: CM0008482



introdução

Anticorpo monoclonal anti-DKC1 de coelho de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta DKC1 (discerina) humano, de camundongo e de rato, proteína envolvida na pseudouridilação, biogênese de ribossomos e manutenção de telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-DKC1 de Coelho
Observações/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1736
ID do Gene	1736
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da DKC1 humana (O60832).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60832
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo