

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dkc1 Para Wb - O60832

Número do item: CM0017437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DKC1 humano, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa de biogênese de ribossomos e manutenção de telômeros. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Peso molecular previsto de 58kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DKC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1736
GeneID	1736
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do DKC1 humano (NP_001354.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60832
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo