

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dkk1 Para Wb E Elisa - 094907

Número do item: CM0030960



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-DKK1 de alta qualidade é validado para WB e ELISA. Ele detecta DKK1 humano, de rato e de camundongo, tornando-o ideal para pesquisa em sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DKK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SK; DKK-1; DKK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22943
ID do Gene	22943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-266 do DKK1 humano (NP_036374.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094907
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo