

Anticorpo Policlonal Anti-Dkk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Número do item: CM0019812

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DKK3 humano (proteína 3 relacionada a Dickkopf). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em sinalização Wnt e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DKK3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27122
GeneID	27122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 da DKK3 humana (NP_056965.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policloniais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP4
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo