

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dkk3 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Número do item: CM0007689

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DKK3 recombinante validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta a proteína DKK3 humana, de rato e de camundongo, um antagonista da sinalização Wnt envolvido no desenvolvimento e em doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DKK3
Observações/Apelido	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27122
GeneID	27122
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 da DKK3 humana (NP_056965.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP4
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Em saco de gelo