

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dkk3 Para Wb/If/Icc/Elisa - Q9Ubp4

Número do item: CM0007811

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra DKK3 humano (Q9UBP4), validado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-DKK3
Observações/Apelido	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27122
ID do Gene	27122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-350 do DKK3 humano (Q9UBP4) (NP_056965.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP4
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Transporte	Saco de Gelo