

Anticorpo Policlonal Anti-Dkk3 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Número do item: CM0022365

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DKK3 humana (proteína relacionada a Dickkopf 3). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt, desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DKK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27122
GeneID	27122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 da DKK3 humana (NP_056965.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP4
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo