


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dkk4 (Dkk-4) Para Wb E Elisa - Q9Ubt3

Número do item: CM0029736



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DKK4 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com DKK4 humano e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização Wnt, desenvolvimento e doenças relacionadas. Adquira materiais para sua pesquisa com confiança.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DKK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	DKK-4; DKK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27121
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-224 da DKK4 humana (NP_055235.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBT3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Bolsa de gelo