


Anticorpo Policlonais Anti-Dlat Para Wb, If/Icc, Elisa - P10515

Número do item: CM0028785



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DLAT para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo mitocondrial e complexo da piruvato desidrogenase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLAT Rabbit pAb
Observações/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1737
GeneID	1737
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10515
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo