


Anticorpo Policlonal Anti-Dlat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Número do item: CM0014455



introdução

Anticorpo Policlonal de coelho anti-DLAT validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a dihidrolipoamida acetiltransferase de 69 kDa (PDC-E2), uma enzima chave no complexo piruvato desidrogenase e autoantígeno da cirrose biliar primária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLAT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Espécie	Humano
GeneID	1737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-270 da DLAT humana (NP_001922.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10515
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo