


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Dlat Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10515

Número do item: CM0010793



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DLAT humano (dihidrolipoamida acetiltransferase) para uso em múltiplas aplicações: WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial e CBP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLAT Coelho mAb
Observações/Apelido	E2, CBP, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1737
GeneID	1737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-270 do DLAT humano (NP_001922.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10515
Peso Proteico	69 kDa
Remessa	Saco de gelo