


Anticorpo Policlonal Anti-Dlc1 Para Wb E Elisa - Q96Qb1

Número do item: CM0022535



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-DLC1 (Q96QB1), validado para WB e ELISA. Detecta DLC1 humano, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante (aa 204-463). Ideal para pesquisas sobre supressor de tumores e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLC1 pAb Coelho
Observações/Apelido	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10395
GeneID	10395
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-463 do DLC1 humano (NP_079043.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96QB1
Peso da Proteína	171kDa
Envio	Saco com gelo