

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dld/Dldh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Número do item: CM0016498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-dihidrolipoamida desidrogenase validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com DLD/DLDH humano e de camundongo. Adequado para estudar metabolismo mitocondrial, succinilação de histonas e capacitação espermática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLDH/DLD Rabbit pAb
Observações/Apelido	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1738
GeneID	1738
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-300 do DLDH/DLDH/DLD humano (NP_000099.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09622
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo