

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dldh/Dld Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Número do item: CM0008314



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DLDH/DLD (P09622). Para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Adequado para estudos de complexo desidrogenase mitocondrial e succinilação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLDH/DLD Rabbit mAb
Observações/Apelido	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1738
GeneID	1738
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-500 do DLDH/DLD humano (P09622).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P09622
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo