

## Anticorpo Policlonal Anti-Dlg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12959

Número do item: CM0026706



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DLG1 humano (SAP97) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre polaridade celular, biologia sináptica e função cardíaca.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DLG1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 1739                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 1739                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do DLG1 humano (NP_004078.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q12959                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 100kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |