


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dlg3 Para Wb - Q92796

Número do item: CM0019901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DLG3 humano (SAP102), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre plasticidade sináptica e aprendizagem. SWISS: Q92796.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLG3 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1741
GeneID	1741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 464-817 do DLG3 humano (NP_066943.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92796
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo