

Anticorpo Policlonal Anti-Dlgap2 Para Wb, Elisa - Q9P1A6

Número do item: CM0018232

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra DLGAP2 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a DLGAP2 humana, uma proteína de suporte pós-sináptico envolvida na organização sináptica. Ideal para pesquisas em neurociência e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLGAP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9228
GeneID	9228
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-800 da DLGAP2 humana (NP_004736.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9P1A6
Peso da Proteína	118 kDa
Envio	Bolsa de gelo