

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dlk1 Para Wb, Elisa - P80370

Número do item: CM0027224



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DLK1 (P80370) validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para estudos sobre diferenciação neuroendócrina. Fonte: Coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8788
ID do Gene	8788
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80370
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo