

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-DLL3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Número do item: CM0022649

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a DLL3 humana, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Notch e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCDO1; DLL3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-618 da DLL3 humana (NP_058637.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYJ7
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Saco de gelo