

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-DLL4 Para Wb, Ip, Fc, Elisa - Q9Nr61

Número do item: CM0004726

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-DLL4 validado para WB, IP, FC, ELISA. Tem como alvo a DLL4 humana, um ligante da via Notch envolvido em angiogênese e neurogênese. Adequado para pesquisa em biologia vascular e sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLL4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AOS6; delta4; hdelta2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54567
ID do Gene	54567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-524 da DLL4 humana (NP_061947.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	75kDa
Envio	Em saco de gelo