

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-DLL4 Para Wb E Elisa - Q9Nr61

Número do item: CM0013376



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o DLL4, um ligante de Notch envolvido na angiogênese e no desenvolvimento. Detecta DLL4 humano, de camundongo e de rato em WB e ELISA. Ideal para pesquisas de biologia vascular e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 317-530 do DLL4 humano (NP_061947.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR61
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco com gelo