

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-DLL4 Para Wb, Elisa - Q9Nr61

Número do item: CM0019962



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DLL4 humano, validado para Western blotting e ELISA. Ideal para estudar sinalização Notch, angiogênese e neurogênese. Reage cruzadamente com DLL4 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DLL4, AOS6, hdelta2, proteína tipo delta 4
Espécie	Humano
GeneID	54567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-524 do DLL4 humano (NP_061947.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo