


Anticorpo Policlinal Anti-DLST Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36957

Número do item: CM0017037



introdução

Anticorpo policlinal de coelho anti-DLST validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com DLST humano, de camundongo e rato, uma enzima chave no complexo 2-oxoglutarato desidrogenase. Adequado para estudos de succinilação mitocondrial e nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLST Rabbit pAb
Observações/Alias	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1743
GeneID	1743
Imunógeno	peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do DLST humano (NP_001924.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36957
Peso Proteico	49kDa
Transporte	Saco de gelo