

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Para Wb, Elisa - O60479

Número do item: CM0002227



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a DLX3 humana (Proteína homeobox DLX-3). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição e desenvolvimento dentário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLX3 Rabbit mAb
Observações/Alias	Ai4; TDO; DLX3
Espécie	Humana
GeneID	1747
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 188-287 da DLX3 humana (O60479)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O60479
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo