

Anticorpo Policlonado Anti-Dlx5 Para Wb, Elisa - P56178

Número do item: CM0013656



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra o DLX5 humano, um fator de transcrição responsivo a BMP crítico para a diferenciação de osteoblastos e o desenvolvimento ósseo. Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLX5 Rabbit pAb
Observações/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1749
GeneID	1749
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200 até o terminal C do DLX5 humano (NP_005212.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56178
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Saco de gelo