

Anticorpo Policlonais Anti-Dlx6 Para Wb, Elisa - P56179

Número do item: CM0027384

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DLX6 validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta DLX6 humano, um fator de transcrição homeobox envolvido no desenvolvimento. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DLX6 Rabbit pAb
Observações/Alias	DLX6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1750
GeneID	1750
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 119-293 da DLX6 humana (NP_005213.3))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56179
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo