


Anticorpo Policlonal Anti-Dmap1 Para Wb, Elisa - Q9Npf5

Número do item: CM0019433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DMAP1 (EAF2, SWC4), validado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. DMAP1 é um regulador da transcrição e modificador da cromatina. 53 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55929
ID do Gene	55929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 de DMAP1 humano (NP_061973.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPF5
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo