


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dmap1 Para Wb, Elisa - Q9Npf5

Número do item: CM0002176



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-DMAP1 adequado para WB e ELISA, direcionado à proteína 1 associada à DNA metiltransferase 1 humana (Q9NPF5). Componente chave do complexo de acetilação de histonas NuA4 envolvido na transcrição, reparo de DNA e apoptose. Fornecimento em massa para desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMAP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55929
ID do Gene	55929
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPF5
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo