

Anticorpo Policlonal Anti-Dmc1 Para Wb E Elisa - Q14565

Número do item: CM0026714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o DMC1 humano, uma proteína de recombinação meiótica. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa em meiose e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMC1 Coelho pAb
Observações/Apelido	DMC1H, LIM15, dj199H16.1, DMC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11144
ID do Gene	11144
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do DMC1 humano (NP_008999.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14565
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo