

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dmd Para Wb, If-P, Elisa - P11532

Número do item: CM0029745



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DMD validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF-P) e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a distrofina, uma âncora do citoesqueleto de 427 kDa essencial para a integridade do sarcolema muscular. Adequado para pesquisas sobre doenças neuromusculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMD Rabbit pAb
Observações/Apelido	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1756
ID do Gene	1756
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3414-3685 do DMD humano (NP_003997.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11532
Peso da Proteína	427kDa
Envio	