

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dmp1 Para Wb E Elisa - Q13316

Número do item: CM0016047

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfoproteína 1 ácida da matriz dentinária humana (DMP1; também conhecida como DMP-1, ARHP). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de diferenciação de osteoblastos e biomineralização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1758
ID do Gene	1758
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-513 da DMP1 humana (NP_004398.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13316
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo