

Anticorpo Policlonal Anti-Dmrt1 Para Wb, Elisa - Q9Y5R6

Número do item: CM0025327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DMRT1 humano (39kDa), validado para WB e ELISA. Ideal para o estudo da determinação do sexo masculino, espermatogênese e biologia testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMRT1 Rabbit pAb (Anticorpo policlonal de coelho)
Observações/Alias	DMT1; CT154; DMRT1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1761
ID do Gene	1761
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-373 da DMRT1 humana (NP_068770.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y5R6
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)