


Anticorpo Monoclonal Anti-Dmt1/Slc11A2 Para Wb - P49281

Número do item: CM0004956



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano e camundongo. Visa o transportador de metais divalentes essencial para a homeostase do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
Observações/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4891
ID do Gene	4891
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 do DMT1/SLC11A2 humano (NP_000608.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49281
Peso Proteico	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
Envio	Saco de gelo