


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dmt1/Slc11A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Número do item: CM0017346



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DMT1/SLC11A2 humano (NRAMP2), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de ferro e homeostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMT1/SLC11A2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4891
ID do Gene	4891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 do DMT1/SLC11A2 humano (NP_001167597.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49281
Peso Proteico	62kDa
Envio	Em saco de gelo