


Anti-Dmtf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y222

Número do item: CM0023121



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DMTF1 humano, um fator de transcrição do tipo Myb de ligação à ciclina-D envolvido na paragem do ciclo celular e supressão de tumores. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DMTF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Espécie	Humano
GeneID	9988
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 561-760 do DMTF1 humano (NP_066968.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y222
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo