

Anticorpo Monoclonal Anti-Dna Ligase I Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

Número do item: CM0005218



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DNA Ligase I humano, validado para Western blotting, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA, replicação e recombinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Ligase I Rabbit mAb
Observações/Apel	LIG1; IMD96; hLig1; DNA Ligase I
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 do DNA Ligase I humano (P18858).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18858
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo