

## Anticorpo Monoclonal Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Número do item: CM0006790



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a DNA Ligase III/LIG3 humana (P49916). Confirmado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de reparo de DNA e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DNA Ligase III/LIG3 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Observações/Apelido | LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 3980                                                                                                                            |
| GeneID              | 3980                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da DNA Ligase III/LIG3 humana (NP_039269.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | P49916                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 113kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                    |