

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

Número do item: CM0013372



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNA Ligase III (LIG3/LIG2) para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em reparo de DNA, reparo por excisão de base mitocondrial e MTDP520.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Ligase III/LIG3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LIG2; MTDP520; LIG3alfa; DNA Ligase III/LIG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3980
GeneID	3980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-460 da DNA Ligase III/LIG3 humana (NP_039269.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49916
Peso Proteico	113kDa
Remessa	Em saco de gelo