

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Para Wb, Ip, Elisa - P49916

Número do item: CM0019806



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNA ligase 3 (LIG3) humana para WB, IP, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de reparo de DNA e reparo mitocondrial de excisão de bases. Peso molecular: 113 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3980
GeneID	3980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-1009 da DNA Ligase III/LIG3 humana (NP_039269.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49916
Peso da Proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo