


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dna Ligase Iv Para Wb, Elisa - P49917

Número do item: CM0003250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à DNA ligase IV humana (LIG4), validado para Western blot e ELISA. Essencial para estudos de reparo de DNA por NHEJ e recombinação V(D)J, com peso molecular de 104 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Ligase IV Rabbit mAb
Observações/Apêndice	LIG4S; DNA Ligase IV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3981
ID do Gene	3981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 504-685 da DNA Ligase IV humana (P49917)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49917
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de Gelo