


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Ligase Iv Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

Número do item: CM0020581



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à DNA Ligase IV humana (LIG4). Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre NHEJ e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DNA Ligase IV Rabbit pAb
Observações/Alias	LIG4S; DNA Ligase IV
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3981
ID do gene	3981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da DNA Ligase IV humana (NP_002303.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P49917
Peso da proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo