


Anticorpo Policlonal Anti-Dna-Pkcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78527

Número do item: CM0016481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade catalítica de DNA-PK humano (PRKDC). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa sobre reparo de danos ao DNA, junção de extremidades não homólogas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Observações/Apelido	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKc; DNA-PKcs
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3993-4128 do DNA-PKcs humano (NP_008835.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78527
Peso da Proteína	469kDa
Envio	Saco de gelo