


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dna-Pkcs Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P78527

Número do item: CM0003774



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a DNA-PKcs humano (SWISS: P78527). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de reparo de danos ao DNA e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA-PKcs mAb de Coelho
Observações/Alíase	HYRC; p350; DNAPK; DNPK1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3993-4128 de DNA-PKcs humano (NP_008835.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78527
Peso da Proteína	469 kDa
Envio	Bolsa de gelo