


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna-Pkcs Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Número do item: CM0030923



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína humana DNA-PKcs (PRKDC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humanos e camundongos. Ideal para pesquisa de reparo de danos ao DNA e sinalização por quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78527
Peso da Proteína	469kDa
Envio	Bolsa de gelo