

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dna Polimerase Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

Número do item: CM0007541



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à DNA Polimerase beta, adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína de 38 kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Um reagente essencial para pesquisas sobre reparo por excisão de bases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra DNA Polimerase beta
Observações/Alíás	POLB; DNA polimerase beta; DNA Polimerase beta
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5423
GeneID	5423
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 236-335 da DNA Polimerase beta humana (P06746)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P06746
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Embalagem de gelo